



Formaldeído, P.A.

Código N°:

13-10517-10: 1.000 mL

Fórmula química: HCHO

Peso Molecular: 30,03

Armazenamento: temperatura ambiente

TESTES	LIMITES	RESULTADOS
Características	Líquido, límpido, incolor, odor próprio	De acordo
Acidez	Máx. 0,006mEq/g	< 0,006mEq/g
Cor	Máx. 10	<10
Cloretos	Máx. 0,5 ppm	< 0,5 ppm
Ferro	Máx. 0,5 ppm	< 0,5 ppm
Metais pesados	Máx. 0,5 ppm	< 0,5 ppm
Resíduos de ignição	Máx. 0,005%	< 0,0045%
Sulfatos	Máx. 0,002%	< 0,002%
Teor	36,5 – 38%	37,50 %

LGC Biotecnologia Ltda.

Rua Pasadena, 235 – Pq. Industrial San José - Cotia – SP – CEP: 06715-864

Tel.Fax: (55 11) 4614.8070 - www.lgcbio.com.br