



HEPES

Solução 1 Molar

Ácido 4-(2-HidroxiEtil)-1-Piperazin

EtanolSulfônico

Código N°:

BR30237-01: 100 mL

Armazenamento: 2 – 8°C

O tampão de HEPES é fornecido como solução líquida na concentração 1,0 M. Pela sua elevada capacidade tamponante, a utilização do HEPES é indicada em

diversas concentrações na suplementação de cultivos celulares.

Aplicações:

Reagente para cultivo celular, utilizado como tampão suplementar fornecendo as condições ideais na manutenção de cultura de células *in vitro*.

Informações sobre proteção especial:

Sempre que manipular esta solução recomenda-se o uso de equipamentos para proteção dos olhos, luvas e máscaras.

O seu uso é indicado apenas para propósitos de pesquisa e não para uso terapêutico humano.