

FORMALDEÍDO, P.A.

PRODUTO: FORMALDEÍDO P.A. Código: 13-10517-10		FAB: Mai/2017 VAL: Mai/2021
LOTE: 34.558-10	FÓRMULA: CH ₂ O	PM: 30,03
CAS: 50-00-0	ONU: 2209	

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teor	36,8 – 37,2	37,5%
Resíduo após ignição	Max. 0,005%	<0,005%
Cor (APHA)	Máx. 10	<10
Ácidos tituláveis	Máx. 0,006 meq/g	< 0,006 meq/g
Cloreto (Cl)	Máx. 5 ppm	< 5 ppm
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,002%	< 0,002%
Metais pesados (Pb)	Máx. 5 ppm	< 5 ppm
Ferro (Fe)	Máx. 5 ppm	< 5 ppm
Teor de metanol	6 - 9%	8,65%

Assinado eletronicamente

Condições de armazenamento: Conforme FISPQ

OBS: Laudo técnico transcrito do original.