
CERTIFICADO DE ANÁLISES

Produto: DMEM-Ham'S F12
L-Glutamina e Bicarbonato de Sódio (1,2 g/L)

Lote: 121.218BT

Código: BR30004-05

Data de Produção: 07/Dez/2018

Data de Validade: 07/Dez/2019

Teste	Especificação	Unidades	Resultados
Aspecto	Líquido groselha, transparente		de acordo
pH c/NaHCO₃	7.2 +/- 0.2		7.18
Bactérias e fungos	Sem crescimento		Sem crescimento
Endotoxinas	≤ 10.0	EU/mL	≤ 2,0
Mycoplasma	Negativo	qPCR	Negativo
Osmolaridade c/NaHCO₃	330 +/- 5%	mOsm/Kg H₂O	309



Responsável Técnico
LGC Biotecnologia Ltda.