



**MEM/NEAA Solução 100X**

**Non-Essential Amino Acids, 100 X concentrado**

**Código N°: BR30238-01**

**100 mL Armazenamento: 2-8°C**

## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**Lote: 130.517T1**

**Catálogo: BR30238-01**

**Validade: 08/Mai/2020**

Teste	Especificação	Unidades	Resultados
Aspecto	Solução clara transparente,		Passa teste
Solubilidade 1X	Solução clara transparente		Passa teste
pH	7,0 – 7,4		7,22
Esterilidade (bactérias e fungos)	Sem crescimento	UFC	Sem crescimento
Endotoxinas	≤ 5,00	EU/mL	Negativo
<i>Mycoplasma</i> sp	Negativo	(qPCR)	Negativo

**Obs.: Suplemento de aminoácidos para cultivo celular.**

**Responsável Técnico  
LGC Biotecnologia Ltda.**