

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

Água Ultra Pura – Tipo 1

Código Nº: 13-12102-05

Volume: 500 mL

Água Ultra-pura Tipo I – ultra pura e Irradiada (WFI)

Obtida pelo processo de Osmose Reversa Duplo Passo

Lote: 191.217TL

Catálogo: 13-12102-05

Validade: Dezembro/2019

Teste	Especificação	Unidades	Resultados
Aspecto	solução clara transparente,		passa teste
pH	5,0 – 7,2		6,8
Esterilidade	bactérias e fungos	UFC	Sem crescimento
Endotoxinas	≤ 2,00	EU/mL	Negativo
<i>Mycoplasma</i> sp	Negativo	(qPCR)	Negativo
Osmolaridade	0+/-2%	mOsm/KgH <sub>2</sub> O	0
Condutividade	<0,8	μS/cm	Passa teste

Assinado Eletronicamente