



PRODUTO: GLICEROL P.A. (glicerina)		<b>FAB:</b> NOV / 2015 <b>VAL:</b> NOV / 2019
<b>LOTE:</b> 67481B	<b>FÓRMULA:</b> C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> OH <sub>3</sub>	<b>PM:</b> 92,10
<b>CAS:</b> 56-81-5	<b>ONU:</b> NT	<b>CÓD.:</b> 13-1325-10

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>RESULTADOS</b>
Aspecto	Líquido viscoso transparente	Líquido viscoso transparente
Densidade a 25C (g/cm <sup>3</sup> )	Min. 1,2490	1,2610
Teor de glicerol %	Min. 99,5%	99,9%
Cor (apha)	Max. 10 apha	<10
Cloretos	Max. 0,003%	<0,002%
Neutralidade	Passa teste	Ok
Acroleína e Glicose	Passa teste	Ok
Metais pesados	Max. 0,0002%	<0,0002%
Compostos de NH <sub>4</sub> OH	Passa teste	Ok
Chumbo	Max. 1,0 ppm	<1,0 ppm
Sulfatos	0,002%	<0,002%
Índice de água	Max. 0,5%	0,20%

**Condições de armazenamento:** Conforme FISPQ

**OBS:** Laudo técnico transcrito do original.

**LGC Biotecnologia Ltda.**  
**Rua Pasadena, 235 – Parque Industrial San José**  
**Cotia – SP / CEP: 06715-864**  
**Fone-fax: 55 11 4614 8070**