

Certificado de Qualidade Ladder 50 PB

50 bp DNA Ladder

Cód. 13-4005-01

Lote: 1610042

Validade: 25/08/2019

Concentração: 0,05 µg/µl

Condição de estoque: temperatura ambiente para curtos períodos e -20°C por longos períodos

Massa total/fr 54,0 µg

Controle de Composição:

Requisitos: 12 bandas: 10 bandas de 50 pb a 500 pb, uma banda de 750 pb e uma de 1.000 pb.

Resultado: Se observaram bandas de 50 pb, 100 pb, 150 pb, 200 pb, 250 pb, 300 pb, 350 pb, 400 pb, 450 pb, 500 pb, 750 pb e 1.000 pb.

Controle de estabilidade:

Requisito: Estabilidade por um período de 30 dias a 37°C e a 25°C durante seis meses.

Resultado: Não se observaram alterações nas características do produto durante este período.

Controle de qualidade:

Requisito: Massa de cada banda por reação:

- Banda de 250pb: 100 ng.
- Bandas restantes: 40 ng.
- Massa total: 540 ng.

Resultado:

Quantificação:

Massa total: 54,0 µg

Massa reacional: 540 ng/10 µl

Bandas Massa (ng)

