

---

**CERTIFICADO DE ANÁLISES**

Produto: DMEM-High Glucose Plus  
Código: BR11056-05  
L-Alanil-L-Glutamina, Glicose 4,5 g/L e  
Bicarbonato de Sódio (3.7 g/L)

**Lote 100.917T2**

**Código: BR11056-05**

**Data de Produção: 05/Set/2017**  
**Data de Validade: 05/Set/2018**

---

<b>Teste</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidades</b>	<b>Resultados</b>
Aspecto	Líquido claro, avermelhado transparente		Passa teste
pH c/NaHCO <sub>3</sub>	7.2 +/- 0.2		7.23
Bactérias e fungos	Sem crescimento	UFC	Sem crescimento
Endotoxinas	≤ 10.0	EU/mL	≤ 1
<i>Mycoplasma</i>	Negativo	qPCR	Negativo

---

Assinado eletronicamente