

---

## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**Produto: DMEM-High Glucose**  
**L-Glutamina e Bicarbonato de Sódio (3.7 g/L)**

**Lote: 060.217BM**

**Código: BR30003-05**

**Data de Produção: 01/Fev/2017**

**Data de Validade: 01/Fev/2018**

<b>Teste</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidades</b>	<b>Resultados</b>
<b>Aspecto</b>	<b>liquid claro, transparente</b>		<b>Claro, transparente</b>
<b>pH c/NaHCO<sub>3</sub></b>	<b>7.2 +/- 0.2</b>		<b>7.26</b>
<b>Bactérias e fungos</b>	<b>Sem crescimento</b>		<b>Sem crescimento</b>
<b>Endotoxinas</b>	<b>≤ 10.0</b>	<b>EU/mL</b>	<b>≤ 5</b>
<b>Mycoplasma</b>	<b>Negativo</b>	<b>qPCR</b>	<b>Negativo</b>

Assinado eletronicamente