



CERTIFICADO DE ANÁLISES

Produto: Azul de Tripán 0,4% em PBS

Código N°: BR30084-01

Apresentação: 100 mL

Armazenamento: 15°-30°C

Lote: 281.017BA

Data de fabricação: 23/Out/2017

Data de validade: 23/Out/2020

Teste	Especificação	Resultados
Aspecto	Azul intenso, líquido	Passa teste
Perda por secagem (110°C)	< 10%	Passa teste
pH em solução	7.2 +/- 0.2	7.20
Bactérias e fungos	Negativo	Passa teste
<i>Mycoplasma</i> spp	Negativo	Passa teste
Solubilidade 0,1% (50% metanol)	Solução azul	Passa teste

Assinado eletronicamente