

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: Penicilina-Estreptomicina - (Solução 10.000 U/mL-10.000 µg/mL)

Lote: 260.618T
Apresentação: 100 mL

Código: BR30110-01

Data de Fabricação: 21/Jun/2018
Data de Validade: 21/Jun/2020

Teste	Especificação	Unidades	Resultados
Aspecto	Solução líquida transparente		Passa teste
Solubilidade 1X conc.	Solução líquida transparente		Passa teste
pH 25°C	6,9 – 7,4		7,08
Endotoxinas	< 10.0	EU/mL	< 1.0
Bactérias e fungos	UFC	UFC	Sem crescimento
<i>Mycoplasma</i> spp	Positivo/Negativo	(qPCR)	Negativo



Responsável Técnico
LGC Biotecnologia Ltda.