



PRODUTO: BICARBONATO DE SÓDIO PA		FAB: JUN / 2017 VAL: JUN / 2021
LOTE: 66236	FÓRMULA: NaHCO ₃	PM: 84,00
CAS: 144-55-8	CÓD.: BR30173-05	500g

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Pureza NaHCO ₃	Min. 99,0%	99,60%
Características	PCBI, sujeito a aglomeração	Passa teste
Perda por secagem	Max. 0,25%	<0,25%
Carbonato ph	Max. 8,6%	<8,6%
Carbonato normal	Rosa para fenolftaleína	Passa teste
Cloreto	Max. 150ppm	<150ppm
Ferro	Max. 5ppm	<5ppm
Cálcio	Max. 100ppm	<100ppm
Metais pesados	Max. 5ppm	<5ppm
Arsênio	Max. 2ppm	<2ppm
Sulfatos	Max. 150ppm	<150ppm
Identificação (Sódio,Carbonato)	Passa teste	Passa teste
Substancias insolúveis	Solução límpida e clara	Passa teste
Amônia	Sem odor de amônia	Passa teste

Assinado eletronicamente

Condições de armazenamento: Conforme FISPQ

OBS: Laudo técnico transcrito do original.

LGC Biotecnologia Ltda.
Rua Pasadena, 235-Parque Industrial San José
Cotia-SP/CEP: 06715-864
FONE-FAX: 5511 4614 8070