



L-Glutamina em Solução NaCl 0,85%
200 mM (100X) – 29,9 mg/mL
Volume: 100 mL

CERTIFICADO DE ANÁLISES

Lote: 190.518TLA

Catálogo: BR30034-01

Validade: 14/Mai/2019

Teste	Especificação	Unidades	Resultados
Aspecto 100X	Solução clara transparente,		Passa teste
Solubilidade 1X	Dissolve totalmente		Passa teste
pH	7,0 – 7,4		7,10
Esterilidade (bactérias e fungos)	Sem crescimento	UFC	Sem crescimento
Endotoxinas	≤ 10,00	EU/mL	≤ 4,00
<i>Mycoplasma</i> sp	Negativo	(qPCR)	Negativo

Obs.: por se tratar de uma solução estéril recomenda-se diluir em água ultra-pura tipo I (wfi), ou meio de cultivo estéril.

LGC Biotecnologia Ltda.
Rua Pasadena, 235 – Pq. Empresarial San José
Cotia – SP / 06715-864 – Fone-Fax: 011 46148070
WWW.lgcbio.com.br