
CERTIFICADO DE ANÁLISES

Produto: DMEM-High Glucose
L-Glutamina e Bicarbonato de Sódio (3.7 g/L)

Lote: 021.218T **Código: BR30003-05**

Data de Produção: 27/Nov/2018
Data de Validade: 27/Nov/2019

Teste	Especificação	Unidades	Resultados
Aspecto	liquido claro, transparente		Claro, transparente
pH c/NaHCO₃	7.2 +/- 0.2		7.24
Bactérias e fungos	Sem crescimento		Sem crescimento
Endotoxinas	≤ 10.0	EU/mL	≤ 5
<i>Mycoplasma</i>	Negativo	qPCR	Negativo

Assinado eletronicamente