

TMB

**Solução Cromogênica de
Tetrametilbenzidina**

Código N°:

13-2023-02: 200 mL

Armazenamento: entre 2° a 8°C

Sinônimos: [1,1'-Biphenyl]-4,4'- diamine,
3,3',5,5'-tetramethyl-;
3,3',5,5' tetramethyl- (1,1-biphenyl)-4,4' diamine;
3,3[,5,5]-Tetramethylbenzidine;
3',5,5'-Tetramethylbenzidine;
3,5,3',5'-tetramethylbenzidine;
Tetramethylbenzidine; TMB; TMBZ

Descrição:

Solução cromogênica de Tetrametilbenzidina, para uso como substrato em reações de ELISA /HRP.

Aplicação:

Para utilizações de laboratório, análise, pesquisa e química fina.

Estabilidade: Estável nas condições de armazenamento indicadas.

Condições a serem evitadas: Exposição ao ar ou umidade por períodos prolongados.

Materiais a evitar: Evitar contato com agentes fortemente oxidantes e metais.

Produtos perigosos de decomposição do produto: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido nítrico, água e oxigênio.

Modo de uso:

Adicionar 20 µL da solução de Peróxido para cada 100 mL da solução de TMB. Estas soluções devem ser misturadas apenas antes do uso.

