



## DPBS

### Tampão Salina Fosfato segundo

### Dulbecco

Código N°:

BR30013-05: 500 mL

Armazenamento: 2 a 8°C

#### DESCRIÇÃO:

Tampão Salina Fosfato modificado, sem cálcio, sem Magnésio, sem bicarbonato de sódio. O tampão é preparado em condições de esterilidade e filtrado em 0,1 micra.

#### APLICAÇÃO:

- Cultura *in vitro* de células, como suplemento para fornecer condições ideais na manutenção e lavagem de células.
- Procedimentos de Imunologia,
- Estudo de proteínas.

Composição:	1 Litro 1X (g/L)
Cloreto de Sódio (USP)	8,00
Fosfato de Sódio Dibásico (USP)	1,15
Cloreto de Potássio (USP)	0,20
Fosfato de Potássio Monobásico	0. 20