



## Triton X-100

### Certificado de Análise

Descrição do produto: Triton X-100,  
Grau Biologia Molecular  
Código Nº: 13-1315-05: 500 mL  
Lote: 009611 (Dez/2022)  
Fórmula:  $C_{34}H_{62}O_{11}$   
CAS: 9002-93-1  
Aspecto físico: líquido, claro e viscoso  
Armazenamento: temperatura ambiente

Características	Especificações	Resultados
Aparência	Líquido límpido	Líquido límpido
Ponto de turbidez	63-69 GC	68 GC
Metais pesados	Máx. 0,002%	< 0,002%
Resíduo após ignição	Máx. 0,4%	< 0,4%
Água	Máx. 0,5%	< 0,5%

Traduzido do original  
Assinado eletronicamente

Responsável Técnico  
LGC Biotecnologia Ltda.