



Triton X-100

Certificado de Análise

Descrição do produto: Triton X-100,
Grau Biologia Molecular
Código Nº: 13-1315-05: 500 mL
Lote: 009778 (Dez/2022)
Fórmula: $C_{34}H_{62}O_{11}$
CAS: 9002-93-1
Aspecto físico: líquido, claro e viscoso
Armazenamento: temperatura ambiente

Características	Especificações	Resultados
Aparência	Líquido límpido	Líquido límpido
Ponto de turbidez	63-69 GC	68 GC
Metais pesados	Máx. 0,002%	< 0,002%
Resíduo após ignição	Máx. 0,4%	< 0,4%
Água	Máx. 0,5%	< 0,5%

Traduzido do original
Assinado eletronicamente

Responsável Técnico
LGC Biotecnologia Ltda.